

Si hay algo que descubrir, usted también lo verá.

El nuevo Dermatoscopio HEINE DELTA 30.



30
YEARS
1st DERMATOSCOPE



El nuevo Dermatoscopio HEINE DELTA 30. Se puede comprar por su imagen. O por su óptica.

Imagen
extremadamente
nítida con el nuevo
sistema óptico con
lentes acromáticos
de HEINE

Cambio rápido
de examen de
contacto a examen
sin contacto

Manejo
ergonómico
gracias al diseño
de producto
en ángulo



El mayor campo de visión
con 30 mm reales
(lente de 32 mm) Ø

LED^{HQ}
LED NOW IN HEINE QUALITY.

Reproducción
extremadamente fiel
de los colores gracias
a LED^{HQ}

Documentación digital
con la app exclusiva
HEINE DERM o con el
HEINE Cube System*

- **Imagen nítida**, tanto si prefiere trabajar de cerca como a mayor distancia
 - **Trabajo sin reflejos ni deslumbramientos gracias a la polarización**
 - **Luminosidad a elegir**: 3 intensidades de luz
 - **Fácil de limpiar con desinfectante en spray**
 - **10 aumentos**
 - **Sin contaminación cruzada**: disco de contacto autoclavable con marcaje de escala
 - **Compensación de dioptrías**
 - **Con sólo pulsar un botón se puede alternar entre luz polarizada y no polarizada** = función «Toggle».
- Más información en heine.com/es/Toggle

- **Batería con tecnología de iones de litio**: sin efecto memoria, no dude en cargar independientemente del nivel de carga
- **Disco de contacto pequeño** para partes de difícil acceso
- **Charger 30 cargador de mesa**
- **3 posibilidades de documentación digital**:
 - Con la app exclusiva HEINE DERM para iPhone** a partir de la versión 6: Bodymap, carpeta del paciente, función de correo electrónico y mucho más
 - Inalámbrico con el sistema HEINE Cube para hasta 10 médicos y dermatoscopios HEINE
 - Imágenes digitales convencionales con muchos smartphones populares

DELTA 30 con disco de contacto con marcaje de escala, cable USB con USB fuente de alimentación de enchufe homologada para uso méd., estuche

K-230.28.305

Charger 30 cargador de mesa para el DELTA 30

X-002.99.212

· **Accesorios y otros artículos en heine.com/es/DELTA30**

*No disponible en todos los países

**El Apple iPhone no forma parte del volumen de suministro. Apple, el logotipo de Apple, e iPhone son marcas de la empresa Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de la Apple Inc.

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Tel. +49 (0) 8152-38 0
Fax +49 (0) 8152-382 02, E-Mail: info@heine.com
www.heine.com



01/20. A-000.00.228 s

